

SELECTAIR G5 INSTRUCTIONS FOR USE

Powered Support Surface
Control Units
SelectAir MAX+
HybridSelect
SelectAir Standard
Used with SelectAir and
Fusion Mattresses



HybridSelect



SelectAir MAX+



SelectAir Standard



SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product.

USER: Before using this product, read this entire manual and save for future use.

Section 1	Introduction	1-3
Section 2	System Components	4-5
Section 3	Safety Precautions	6-9
Section 4	Installation	10-14
Section 5	Maintenance and Cleaning	15-18
Section 6	Troubleshooting	19-21
Section 7	Operating Instructions (including iControl and iBoost)	22-28
Section 8	Product Information	29

Manufactured by:

MOXI Enterprises, LLC.

1927 Perimeter Road, Unit B, Greenville, South Carolina 29605

www.moxiusa.com

Toll Free: 1.800.942.7678 • Local: 314.771.5222 • Fax: 314.771.5225

© MOXI Enterprises, LLC. 2022

The following are trademarks and registered trademarks ELIMSTAPH®, Hi-Tor®, Velcro® and Sentinel® of their respective companies.

MOXI Enterprises, LLC has a policy of continual product improvement and reserves the right to amend specifications presented in this manual.

Introduction

Intended Use

SelectAir® low air loss mattress systems are pressure relief mattress systems designed for the treatment and/or prevention of pressure ulcers and other tissue trauma, including burns and other wounds. *SelectAir* systems are designed to work with any standard hospital mattress and will fit on a variety of different bed frames.

Indications for Use

- | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| • Pressure Ulcers | • Burns | • Geriatrics |
| • Rehabilitation | • Spinal Cord Injury | • Arthritis |
| • Oncology | • Orthopedics | • Skin Flaps/Grafts |
| • Multiple Sclerosis | • Neurosurgery | • Pain Management |
| • Cardiovascular | • Plastic Surgery | • Dermatology |
| • AIDS | • Extended Care | • ALS |

The patient is not the intended operator of this device. The caregiver may, at their discretion, allow the patient to use the iControl accessory.



ATTENTION: ELECTRICAL EQUIPMENT



1. Class I equipment
2. Type BF equipment
3. Ordinary equipment
4. Continuous Operation
5. Environmental Conditions:
 - Operating Limits:

Temperature:	50°- 90°F (10°C to 32°C)
Humidity:	80% RH Maximum
Altitude:	6,560 Ft. (2,000 Meters)
 - Storage Limits:

Temperature:	32°-122°F (0°C to 50°C)
Humidity:	80% RH Max.

Symbol Legend

Electrical Shock Hazard



Risk of Fire



Refer to Instructions for Use



Type BF Equipment



CPR Button

Illumination indicates CPR shutoff is available to use.



Power On/Off Button

Blue Light indicates the unit is in use.

White Light indicates the unit is ready to use.



Firmier Button



Softer Button



Firm Button



Upright Button



Manual Setup Button



AutoComfort Button



Pulsate Button



Lock/Unlock Button

White light indicates Lock is ready to use.

Blue Light indicates unit is Locked.

Pulsate, AutoComfort, Manual, Firm, Upright, Firmier, Softer Buttons


White Light indicates the function is ready to use.

No light indicates the function is not available. i.e., the unit is locked.

The above symbols are used on product labeling and in this manual as defined by International Electrotechnical Commission or MOXI Enterprises, LLC.

System Components for Mattress Replacement Models


Figure 1



Note: SelectAir Standard and SelectAir MAX+ mattress replacements are available in different heights, lengths, and widths.

System Components for HybridSelect Mattress Overlay Models

Figure 2

Safety Precautions

Please read and thoroughly understand the following safety precautions before using this product.

WARNINGS

- Explosion risk if used in the presence of flammable substances. Not intended for use with flammable anesthetics.
- Risk of fire, replace fuse as marked on control unit:
- Possible fire hazard. This product is safe to use with nasal, mask, or half bed length tent type oxygen administering equipment. Oxygen tent shall not extend below the mattress support level or enclose the control unit. This product is not to be used in oxygen rich environments.
- Electrical shock hazard. Do not remove back cover.
- **WARNING: TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK UNIT MUST BE CONNECTED TO A GROUNDED RECEPTACLE.**



- Do not use in the presence of smoking materials or open flame. Air flowing through air mattress will support combustion.
- **WARNING: DO NOT MODIFY EQUIPMENT, RISK OF ELECTRICAL SHOCK**

PRECAUTIONS

- Grounding reliability can only be achieved when the power cord supplied with the control unit is connected to an equivalent grounded receptacle.
- Unplug the control unit from the wall outlet before cleaning.
- Refer all servicing to qualified service personnel.
- For mattress overlays, use a side rail extender if the top of the bed rails are less than six (6) inches (15 cm) from the top of the mattress overlay.
- The patient must always remain on the top of the mattress during use.

WARNING! Entrapment and Fall Risks

Medical experts and governmental entities in various countries have determined that the use of side rails on beds may present a life-threatening entrapment danger to the patient. However, the use of side rails may be clinically indicated for certain patients. The decision whether to use side rails should be based upon applicable laws and regulations and based on a case-by-case assessment by clinicians and/or caregivers actively involved in the patient's care, based upon each patient's individual condition, and needs. Such an assessment may include, but not be limited to the patient's physique, overall condition, level of confusion or cognitive impairment (with or without medication), mobility (or lack thereof) history of falls, combativeness, attempts to get out of bed, uncontrolled body movement, and the patient's frustration when confined. In the event a decision is made to use side rails, knowledgeable and properly trained caregivers should ensure that any identified risks associated with the patient becoming entrapped in the side rails are identified and steps are taken to minimize such risks.

In the event a decision is made to not use side rails, knowledgeable and properly trained caregivers should ensure that any identified risks associated with the patient falling out of bed are identified and steps are taken to minimize such risks.

Whether or not side rails are used with this mattress product, properly trained and knowledgeable caregivers should determine whether to use pads, bolsters, alarms, high-low beds, or other positioning aids and safety devices that are available on the market to reduce the risk of entrapment or falls.

Set Up: While side rails should be used during setup, an individual assessment should be made for each patient to determine whether the patient's then current condition would be benefited using side rails with this mattress product.

Proper Inflation: When using the *SelectAir* mattress replacement or mattress overlay, make sure the product is properly inflated, such that the patient will be immersed into the mattress. Proper inflation offers the maximum therapeutic benefit to the patient and reduces the risk of the patient inadvertently rolling off the product. Over-inflation increases the likelihood that a patient will roll off a mattress replacement or overlay. For these reasons, it is important that the product be set up by knowledgeable caregivers properly trained in the use of this product.

Important Safeguards

Please read and follow the instructions regarding *SelectAir* mattress and overlay systems and retain this manual for future reference. Follow all warnings and instructions marked on the control unit and mattress as well as those listed in this manual.

1. DO NOT place liquids on top of the control unit.
2. DO NOT place the control unit on an unstable surface because it may fall, causing severe damage to the control unit.
3. DO NOT use a control unit if it appears to be damaged. Consult an authorized MOXI / *SelectAir* distributor.

Handling

Handle the control unit with care. Dropping it may cause internal damage and can cause the control unit to malfunction. The control unit should always be hung by its handle, even during transport.

Dust or Dirt

Keep the *SelectAir* control unit away from excessive dust or dirt, which can cause premature failure. The control unit is supplied with a replaceable air filter that should be replaced every 90 days under normal conditions. The air filter should be inspected and cleaned every month under normal conditions, and more frequently when used in abnormally dusty or dirty environments.

Cleaning

Unplug the control unit from the wall outlet before cleaning. Do not use harsh liquid chemicals, cleaning solvents or aerosol cleaners. Water and a mild dish washing detergent may be used on a soft, damp cloth or paper towel. Please refer to Section 8.

Accessories

Use only manufacturer-recommended accessories. Any mounting of the control unit must follow the manufacturer's instructions. The hospital bed footboard must be able to support the control unit and any additional weight.

Heat and Ventilation

Refer to page 2 of this manual for operating and storage limits. It is important that this opening is not blocked or covered during operation. The control unit should not be placed in a built-in installation, such as a closet or rack unless proper ventilation is provided.

Power Sources

The control unit should only be operated from an appropriate AC outlet capable of safely delivering at least five (5) amps of electrical current. If you are not sure of the type of power supply available, consult your MOXI / *SelectAir* distributor or a certified electrician.

Object Entry and Excess Weight

Never push objects of any kind into this product. Excess weight placed on the control unit can cause damage to the housing.

Grounded Power Cord and Plug

This control unit is equipped with a grounded power cord. The plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, contact your MOXI / *SelectAir* distributor prior to operating the control unit. Do not alter the plug to fit into the power outlet. The power supply cord should be routed so it will not be walked on or pinched by items placed upon it or against it.

Do not position the control in a way that makes the power switch difficult to operate or the cord difficult to remove.

Overloading

Overloading wall outlets can result in a risk of fire or electric shock. A single grounded extension cord (three wires with grounded plugs) of less than 25 feet (7.6 meters) in length and with a minimum of a 15-amp rating can be used with the control unit.

Servicing

Do not attempt to service this control unit yourself. Opening or removing the cover may expose you to hazardous voltages. Refer all servicing to your MOXI / *SelectAir* distributor. Breaking or removing housing seals voids the warranty of the control unit. This does not apply to filters or fuses.

Mattress Storage

Clean and disinfect product as per this operation manual and store in a dry environment at room temperature.

Replacement Parts

When replacement parts are required, be sure that the control unit uses replacement parts from the manufacturer. Unauthorized substitutions will void the warranty.

Safety Check

Upon completion of any service to this product, the MOXI / *SelectAir* distributor must perform safety checks to determine that the product is in a safe operating condition.

Interference

The control unit is designed to prevent radiation of radio-frequency energy. There is no guarantee that communications or other radio-frequency interference will not occur in a particular installation. If this control unit does cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the control unit off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following steps:

- Make sure electrical cord is properly grounded.
- Relocate the receiving antenna of the device affected.
- Increase the separation between the control unit and the device affected.
- Connect the control unit to an outlet that is on a different circuit than the device being affected.

CAUTION:

**THE MATTRESS AND CONTROL UNIT REQUIRE REGULAR
MAINTENANCE TO ENSURE PERFORMANCE AND AVOID PREMATURE
WEAR, DAMAGE, AND INJURY.**

Installation - Mattress Replacements

Note: Make sure that the mattress hose fitting is at the foot end of the bed frame.

A. When using the Mattress Cover with Mattress Replacement:

While the mattress is inflating, it may be helpful to partially unzip the cover and guide the mattress into the correct formation.

1. *Always* remove the existing mattress from the bed.
2. Before placing mattress inside mattress cover, ensure that all four side bolster straps (two per side) are securing side bolsters to mattress sections and Velcro® fasteners are mated.
3. Insert the mattress and mattress pad inside the mattress cover and zip the cover shut. Place on the bed frame. Be sure the hole in the mattress cover is in the correct position to fit around the hose fitting outlet on the mattress.
4. Strap the cover to the bed frame using the four straps located on each side of the mattress cover.

B. When using the Mattress Cover and the Mattress Sheet with Mattress Replacement:

1. *Always* remove the existing mattress from the bed.
2. Before placing mattress inside mattress cover, ensure that all four side bolster straps (two per side) are securing side bolsters to mattress sections and Velcro® fasteners are mated.
3. Insert the mattress and mattress pad inside the mattress cover and zip the cover shut. Place on the bed frame. Be sure the hole in the mattress cover is in the correct position to fit around the hose fitting outlet on the mattress.
4. Strap the cover to the bed frame using the four straps located on each side of the mattress cover.
5. Fit the mattress sheet over the covered mattress and attach the straps to the bed frame.

Installation - Overlay Models

Note: Make sure that the mattress hose fitting is at the foot end of the bed frame.

A. Mattress Overlay Instructions

1. Place the mattress overlay on top of the existing mattress.
2. Insert hose into the foot section of the mattress overlay.
3. Place the Heel Insert cushion into the HealFloat foot section of the mattress overlay.
4. After inflating the mattress overlay, secure the mattress sheet to the mattress.

Installation Control Unit - All Models

1. Place the control unit handle over the edge of the footboard. The handle will self-adjust to the thickness of the footboard.

Note: The control unit must be hung by its handle. If a footboard is not available, the control unit may be hung on a chair.

2. Insert the hose fitting with the clip into the air outlet of the control unit and turn 1/4 turn. Ensure the hose fitting is firmly seated and that the latch 'clicks' into place.
3. Insert the other end of the hose into the mattress hose fitting located at the foot of the mattress.
4. Ensure the power entry switch is "OFF" as shown below.



5. Firmly insert the power cord into the outlet on the control unit.
6. Insert the other end of the power cord into an equivalent grounded power receptacle.
7. Switch the power entry switch to "ON" and refer to Manual Setup.

Note: Check to make sure all hose connections are secure before turning on.

Setup

1. Allow the mattress to FULLY inflate before making any adjustments or placing the patient on the mattress.
2. Press the firm mattress button to make the mattress firm.



3. Place the patient on the mattress, centered and in their habitual resting position, i.e., on their back, on their side, etc.

CAUTION: The bed rails should be locked in their highest position before proceeding.

4. Once the patient is in position turn off the Firm mode by pressing the Firm button again.



5. Determine the patient's weight and set the Comfort Level using the Comfort Level "Softer" and "Firmier" buttons to the matching information on the Comfort Level Charts (pg.13-14).



Note: Due to the different shapes and sizes of each patient, the settings recommended on the Comfort Level Charts are only a guideline. User judgement must be applied to properly adjust the Comfort Level to the setting that best suits the patient.

6. Allow air in the mattress to equalize for a minimum of two (2)

minutes before proceeding.

7. Check to ensure that the patient has immersed into the mattress about 40 – 50%. If they have not, adjust the Comfort Level using the Comfort Level “Softer” and “Firmer” buttons and repeat steps 6 and 7 until the proper results are achieved.
8. Once the desired setting is found, check to see if there is adequate clearance between the patient and the bed frame by placing your hand between the patient’s backside and the bed frame. There should be 3-4 inches (7-10 cm) of clearance, and the patient should not be touching the bed frame at any point. Adjust the Comfort Level setting until the proper results are achieved.
9. Follow facility protocol, applicable laws and regulations, and individual user safety considerations for usage of bed frame side rails.

Comfort Level Reference Charts

SelectAir MAX+ Pump		
Weight (kg)	Weight (lbs)	Range Rango
45	100	4.5-5
68	150	4.5-5.5
91	200	5-6
113	250	6-6.5
136	300	6-7.5
159	350	7-8
181	400	7.5-8.5
204	450	8-9.5
227	500	8.5-10
249	550	9-10.5
272	600	9.5-11
295	650	10-11.5
318	700	10.5-12
340	750	11-12.5
363	800	11.5-13
386	850	12-13.5
408	900	12.5-14
431	950	13-14.5
454	1000	13.5-15.5
Note: This chart is only a guideline as weight distribution varies from patient to patient.		

Comfort Level Chart - Tabla de nivel de confort

HybridSelect Pump SelectAir Standard Pump			Comfort Level Chart - Tabla de nivel de confort						
Weight (kg)	45	68	91	113	136	159	181	204	227
Weight (lbs)	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Comfort Level Range	5-7	5.5-8	6-8.5	6.5-9	7-10	8-10.5	8.5-11.5	9.5-12.5	10-13.5
Rango de nivel de confort									
Note: This chart is only a guideline as weight distribution varies from patient to patient.									

Note: These charts are only a guideline as weight distribution varies from patient to patient.

Maintenance**Control Units**

All control units are designed to be virtually maintenance free. The only servicing required is cleaning of the housing and changing the filter.

Do not attempt to service the control unit while it is in use.

The control unit contains no other user serviceable parts, and it should only be opened by qualified service personnel.

DANGER: THE FUSE MUST ONLY BE REPLACED WITH THE PROPER FUSE AS LISTED IN THIS MANUAL. DO NOT REPLACE THE FUSE WITH ONE OF HIGHER VALUE OR OF DIFFERENT TYPE.

FUSE SPECIFICATIONS – 5A, Time Delay, 250VAC

Fuse Type	Glass
Protection Type	Time Delay
Current	5A
Voltage	250VAC
Breakthrough Current	35 A @ 250 VAC
Overall Length	20mm
Overall Diameter	5mm
Number of Elements	1
Specifications Met	UL Recognized Component, CSA Certified, IEC European Standards

To replace the fuse:

1. Turn off the main power switch on the power entry module, located on the left side of the unit.
2. Unplug the line cord from the wall socket, remove the other end from the power entry module, and set aside.
3. Insert a small flat screwdriver into the slot located above the cord receptacle and carefully pull out the fuse holder.
4. Carefully remove the fuse holder to access the fuses.
5. Check fuses with a continuity tester.
6. Replace bad fuse(s) with the correct version listed on the information label.
7. Replace the fuse holder in the power entry module.
8. Plug the line cord into the power entry module and plug the other end into an appropriate grounded outlet.
9. The unit is now ready to resume normal operation.

Filter

The filter should be inspected and cleaned or replaced every month under normal conditions.

**Important: Keep the filter clean and the air opening clear of obstacles.
Do not use the control unit without a filter.**

To check and change the filter:

1. Firmly pull forward and then down on the filter tray located at the front of the control unit. The filter tray will automatically stop in the fully opened position. See figure below. It is not necessary to completely remove the filter tray.
2. Remove the filter from the filter tray by grabbing the filter by its edges and inspect the condition of the filter.
3. If dirty, wash the filter in a mild detergent. Let the filter dry completely before replacing the filter back into the filter tray. If the filter is torn or in bad condition, replace it with a new one.
Note: Replace the filter by firmly pressing the filter in around the edges in the filter tray.
4. Ensure the filter is lying flat and push the filter tray up into the housing.

CLEANING DO'S AND DON'TS FOR HEALTHCARE FABRICS**Cleaning DO's**

- **DO** clean all stains promptly
- **DO** use only fabric-safe cleaning agents or disinfectants
- **DO** use appropriate quaternary or phenolic type disinfectants if nylon fabric needs to be sanitized
- **DO** dilute all disinfectants and germicides in accordance with manufacturer's product instructions
- **DO** wipe fabric clean with neutral soap suds and lukewarm water
- **DO** rinse thoroughly
- **DO** allow adequate drying time before returning to service
- **DO** use a soft sponge with liquid cleaner as specified on the manufacturer's product label for hard-to-clean areas
- **DO** clean daily to control or prevent odors on long term incontinent applications
- **DO** use a scented cleaner or disinfectant that is designed for use on fabrics if needed to control odors on long term incontinent applications
- **DO** be aware that staining chemicals and cleaning agents can affect fabric strength, finish and color
- **DO** inspect mattresses frequently to ensure that new stains can be treated promptly
- **DO** ask your support surface manufacturer for additional information related to the care and cleaning of the support surface

Cleaning DON'Ts

- **DO NOT** machine wash or machine dry
- **DO NOT** use harsh cleaners or solvents
- **DO NOT** use cleaning agents designed for use on hard, non-porous or metal surfaces
- **DO NOT** use iodophor type disinfectants, such as Betadine, because they will stain the fabric
- **DO NOT** use household bleach or concentrated cleaning agents, disinfectants, or germicides without diluting the product according to the manufacturer's instructions
- **DO NOT** allow any cleaning agent to remain in contact with the fabric or "dwell" on the fabric for a prolonged time
- **DO NOT** fail to adequately rinse the cleaning agent or disinfectant from the fabric

The information contained herein is offered as being typical for the indicated product. The customer is solely responsible for determining fitness for use. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. Manufacturer disclaims liability for any incidental or consequential damages resulting from any breach of the express warranty contained herein. Replacement of fabric only shall be the exclusive remedy for any breach of the express warranty. The above cleaning recommendations are offered as information regarding commonly accepted cleaning practices for healthcare fabrics. No fabric can be made permanently "stain proof."

Control Unit and Hose (between patients)

1. Unplug the control unit from the wall outlet before proceeding.
2. Wipe down entire control unit and all hoses with a disinfectant solution. MOXI recommends using LpHse® diluted 1:256.
3. Allow solution to remain on system for 10 minutes.
4. Wipe down entire control unit and dry with disposable cleaning cloth or sponge.
5. Only use a mild detergent (dishwashing) and warm water to clean the filter. Rinse the filter with cool water and thoroughly air dry the filter before replacing.

All Control Units

DANGER: Disconnect control unit from main power supply before cleaning. Failure to do so could result in electric shock.

Note:

- Do not immerse the control unit in liquids.
- Do not heat or steam autoclave the control unit.

Note: Do not saturate the surface of the control unit with liquids. Wipe off any dust. If necessary, clean the housing exterior with a disinfectant solution or mild detergent and a damp cloth. Wipe dry.



DANGER: Make sure the control unit is completely dry before attempting to reconnect or operate it.

Troubleshooting**Problem/Corrective Action****1. Control unit does not function, screen and power light not illuminated.**

- Ensure the power cord is connected to a functioning power outlet supplying voltage indicated on the control unit label.
- Ensure that power cord is fully inserted into the power inlet receptacle on the side of the Control unit.
- Ensure the power switch on the power entry receptacle is switched to the "On" position.
- If above conditions are verified, check the control unit power fuse in the power inlet receptacle. See the "Maintenance" section of this manual for instructions on checking/changing the fuse.
- If, after replacement, the fuse blows again when power is applied, remove the unit from service and contact your MOXI / Select Air Distributor for assistance.

2. CPR Mode displays on screen.

CPR Shutdown activated. Turn power switch on side of unit off for 10 seconds and back on to resume normal operation.

**3. Control Unit does not function, Leak Detected displays on screen.**

- Ensure hose connections at control unit and mattress are secured, turn power switch on side of unit off for 10 seconds and back on to resume normal operation.
- If alarm triggers again after above steps, check mattress for large air leaks.

**4. Control Unit does not function, LCD Screen goes**

dark.

- Ensure the power cord is connected to a functioning power outlet supplying voltage indicated on the control unit label.
- Ensure that power cord is fully inserted into the power inlet receptacle on the side of the control unit.
- Verify the power switch on the side of the unit is in the on position.
- Press power button on front panel to resume normal operation.

**5. Control Unit appears to function normally, but mattress does not inflate.**

- Check hose for crushed or kinked areas, or internal blockages.
- Remove filter tray and ensure air inlet vent in control unit is free of obstruction.
- Ensure that mattress is not twisted or folded at hose connection.
- Check comfort level setting of control unit. Low setting may cause some sections of the mattress to inflate very slowly.

6. Control Unit appears to function normally but is abnormally warm.

Some areas of the control unit case will become slightly warm during normal operation. If in question, compare temperature to another unit operating in the same conditions and at the same comfort level.

- Ensure that Control Unit air inlet is not blocked or obstructed by bedding or other materials.
- Ensure that there are no kinks or obstructions in hose to mattress.
- Ensure that ambient temperature is not above 90°F (32°C).
- Ensure that the control unit is not being used at an altitude exceeding 6560 feet (2000 meters)
- Ensure that the mattress is being used with the correct cover and/or sheet. Air must be allowed to escape from the air-loss holes in the top surface of the inner mattress for proper function.

7. Control Unit runs but does not respond to keypad entries.

- Ensure operating environment temperature is not below 50°F (10°C). Allow control unit to warm to room temperature before use if stored in cold area.
- Turn power switch on side of unit off for 10 seconds and back on to resume normal operation.
- If problem persists, contact your MOXI / Select Air Distributor for assistance.

8. Patient “bottoms out” (contacts bed frame) after running AutoComfort mode.

- AutoComfort only provides approximate adjustment of comfort level. The caregiver must ensure correct flotation level of patient.
- Ensure patient has not changed their weight distribution on the mattress since setting comfort level, such as lying on side or drawing legs upward.
- See the “Manual Setup” section.

9. Refer to the "Safety Precautions" and "Important Safeguards" sections of this manual for additional guidance.

SelectAir MAX+, Hybrid, and Standard Models**Upright Mode**

The Upright Mode increases system pressure to compensate for the patient sitting in the upright position.

Note: When the patient is sitting up in bed, additional system pressure is required to keep the patient properly supported.

1. Before raising the patient to a sitting position, activate the Upright Mode by pressing the "Upright" button once. The upright button should illuminate, and the screen should display "Upright."



2. To deactivate the Upright Mode, first lower the patient to a prone position.

Then press the "Upright" button. The upright button should go out and the screen should no longer display "Upright."

Note: Do not leave the control unit in the Upright Mode when the patient is lying flat or at a slight angle.

Note: Ensure the patient has at least one (1) inch (2.5 cm) of clearance between the bed frame and their body. If not, manually increase system pressure to compensate.

Firm Mattress Mode

To aid in the placement and maneuvering of the patient, the control unit is equipped with a Firm Mattress Mode. The Firm Mattress Mode will fully inflate the mattress making it firm for easy positioning. The Firm Mattress Mode will automatically terminate when the time displayed on the keypad has expired.

1. Press the "Firm" button on the keypad. The display will indicate the remaining time.
2. To end the cycle, press the Firm button again.



Note: The *SelectAir* control unit is equipped with an internal timer which will turn the Firm Mattress Mode off after 24 minutes.

CPR/Emergency Deflate

Important: In case of a CPR Emergency, turn power OFF by pressing the CPR button on the keypad. To assist in deflating the mattress, disconnect the hose at the mattress or control unit.



System Lock (MAX+, Hybrid)

Control unit is equipped with the System Lock which suspends normal keypad operations (with exception of Firm Mattress, Upright and CPR on/off) until deactivated. When the Firm button is pressed while the System Lock is activated, the System Lock light will extinguish until the Firm Mattress Mode turns off.

1. To lock the control panel, press the “System Lock” button. The Lock button will illuminate, and the display will show Locked.



2. To unlock the control panel, press and hold the “System Lock” button for ten (10) seconds. Ensure the System Lock light extinguishes.



Auto Comfort (MAX+)

When Auto Comfort mode is selected the control unit will proceed

through one or several (depending on the patient's body type) cycles and will then calculate the approximate proper setting for the patient. If the setting selected by the control unit is not acceptable, then a second run of the Auto Comfort cycle may be necessary. If manual setup is desired see Manual Setup.

Note: Due to the variation in body shapes, Auto Comfort is not effective on patients above 500 pounds (227 kg) nor on mattresses wider than 48 inches (121.92 cm).

1. Turn the control unit on and allow the mattress to fully inflate before making any adjustments or placing the patient on the mattress.
2. Place the patient on the mattress, centered and in their habitual resting position, i.e., on their back, on their side, etc.

Note: If allowed, the bed rails should be locked in their highest position before proceeding.

3. Deactivate the Firm Mode before starting Auto Comfort.
4. Press the Auto Comfort button.

Note: The patient must remain still while the Auto Comfort light is flashing.



Note: Do not press any other keys until the Auto Comfort light is extinguished.

5. Inspect the patient to ensure they have immersed into the mattress about 40-50% and are their backside is not touching the bed frame at any point. If needed, adjust the Comfort Level using the Comfort Level "Softer" and "Firmer" buttons until the proper results are achieved.

Pulsate Mode (MAX+, Hybrid)

When selected, the control unit will continuously adjust the system pressure (proportional to the Comfort Level setting). Change in pressure is gradual to ensure maximum patient comfort. The Pulsate Mode adjusts as follows:

Low – Gradually lowers the comfort level from its current setting by 20% and then gradually increases the comfort level to 20% over the current setting. Complete cycle takes 20 minutes.

High – Gradually lowers the comfort level from its

current setting by 20% and then gradually increases the comfort level to 20% over the current setting. Complete cycle takes 5 minutes.

1. To activate, press the Pulsate button and then use the Firmer and Softer buttons to select either High or Low level of Pulsation. Pulsate button will illuminate, and the screen will display Pulse.



2. To deactivate the Pulsate Mode, press the Pulsate button and then use the Firmer and Softer buttons to select Off.

Note: You may change the rate of alternating pressure at any time while the PulsateMode is in operation.

Manual Weight Input (MAX+)

When in normal operating mode, press the Manual button on the keypad. The control unit will enter manual weight input mode. The display will change from the system pressure level to user weight in pounds, starting at 250 pounds each time the manual mode is entered.

Use the Firmer and Softer buttons to adjust the displayed weight to the approximate weight of the user. The Firmer button will increase the display by twenty (20) pounds with each press, the Softer button will decrease the display by (10) pounds with each press.



Once the desired weight is displayed and no buttons are pressed for five (5) seconds, the control unit will revert to normal operation. The display will revert to the system pressure level and the control unit will then adjust the pressure to the new setpoint. Allow time for the system pressure to stabilize before making further adjustments.

iControl Instructions:

- Step 1. Plug hand control's cord into the either of the accessory ports near the control unit's power entry module.
- Step 2. iControl will immediately begin working. Functions include On/Off, Firmer, Softer.

NOTE: The hand control's LED will match the control unit's comfort level until a comfort level of ten (10) is reached. The iControl will continue increasing and decreasing pressure above ten (10) but the LED on the iControl stop at ten (10).



iBoost Instructions:

1. If the iBoost unit is not already installed in the mattress cover, place the iBoost unit in the iBoost pocket inside the cover in the head section using the iBoost label as a guide for orientation. Place the cable for the iBoost inside the cover and run it to the hose access hole near the foot of the mattress, out through the hole and to the control unit.
2. Plug the iBoost cord into the either of the accessory ports near the control unit's power entry module.
3. iBoost will immediately begin working.

NOTE: iBoost will automatically override the Upright function of the control unit. Based on the angle of the head section of the mattress the iBoost will increase the comfort level proportionately.




Select Air System Specifications:	SelectAir Standard	SelectAir MAX+	Hybrid Select
Mattress System Type	Mattress replacement	Mattress replacement	Mattress Overlay
Patient Weight Limit (Dependent on mattress type)	500 lbs.	1000 bs.	500 lbs.
One Year Limited Warranty	X	X	X
Control Unit Specifications:			
TUV EN 60601-1, IEC60601-1	X	X	X
Current - Less than 5 amps	X	X	X
Voltage - 120V AC 50/60 Hz	X	X	X
Flow Rate 80-100 SLPM	X	X	X
Mattress, Cover, Foam, Sheet Specifications			
Flammability - 16 CFR Part 1632 (composite testing)	X	X	X
Latex free	X	X	X
Surface Resistivity - Anti Static	X	X	X
Bacterial Resistance – Meets AATCC-147-1993	X	X	X
Control Unit Features:	SelectAir Standard	SelectAir MAX+	Hybrid Select
Softer/Firmer - Push to increase (firmer) or decrease (softer) comfort level	X	X	X
Upright - Increases pressure to compensate for the upright patient.	X	X	X
Firm - Fully inflates mattress to aid in placement and maneuvering of patient.	X	X	X
System Lock - Locks the system to deter unauthorized personnel from altering the settings.		X	X
Auto Comfort - Automatically adjusts the system according to the patient's weight distribution.		X	
Pulsation - Continually readjusts system pressure.		X	X
CPR/Emergency Deflate - When engaged, allows quick deflation of the system in case of an emergency.	X	X	X
Digital Display - (LCD) - Easy to read digital display.	X	X	X
Remote Capability - An optional hand control is available (additional cost) which allows the patient to self-adjust the softer/firmer and power features.		X	
Back-lit Keys - Allow system features to be visible in dim/dark environments.	X	X	X

THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK.



1927 Perimeter Road, Unit B
Greenville, SC 29605
www.moxiusa.com
Toll Free: 1.800.942.7678 Local:
314.771.5222
Fax: 314.771.5225



ENTERPRISES, LLC
Innovative health solutions

SELECTAIR G5 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Unités de commande de
surface de support
motorisées

SelectAir MAX+

HybridSelect

Utilisé avec les matelas
SelectAir et Fusion



HybridSelect



SelectAir MAX+



SUPPLIER: This manual must be given
to the user of this product.

USER: Before using this product,
read this entire manual and
save for future use.

Section 1	Introduction	1-3
Section 2	Composants du système	4-5
Section 3	Mesures de sécurité	6-9
Section 4	Installation	10-14
Section 5	Entretien et nettoyage	15-18
Section 6	Dépannage	19-21
Section 7	Instructions de fonctionnement (incluant iControl et iBoost)	22-28
Section 8	Information sur le produit	29

Fabriqué par :

MOXI Enterprises, LLC

1927 Perimeter Road, Unit B, Greenville, South Carolina 29605

www.moxiusa.com

Sans frais : 1-800-942-7678 • Poste : 314-771-5222 • Télécopieur : 314-771-5225

MOXI Enterprises, LLC. 2022

Les marques suivantes sont des marques commerciales et des marques déposées
ELIMSTAPH®, Hi-Tor®, Velcro® et Sentinal® de leurs sociétés respectives.

MOXI Enterprises, LLC a une politique d'amélioration continue des produits et se réserve le droit de
modifier les spécifications présentées dans ce manuel.

Introduction

Utilisation prévue

Les systèmes de matelas à faible perte d'air SelectAir® sont des systèmes de matelas anti-escarres conçus pour le traitement et/ou la prévention des escarres et autres traumatismes tissulaires, y compris les brûlures et autres plaies. Les systèmes SelectAir sont conçus pour fonctionner avec n'importe quel matelas d'hôpital standard et s'adaptent à une variété de cadres de lit différents.

Indications d'utilisation

- Ulcères de pression • Brûlures • Gériatrie
- Réadaptation • Blessure à la moelle épinière • Arthrite
- Oncologie • Orthopédie • Lambeaux cutanés/greffes
- Sclérose en plaques • Neurochirurgie • Gestion de la douleur
- Cardiovasculaire • Chirurgie plastique • Dermatologie
- SIDA • Soins prolongés • SLA

Le patient n'est pas l'opérateur prévu de cet appareil. Le personnel soignant peut, à sa discrétion, autoriser le patient à utiliser l'accessoire iControl.



ATTENTION : EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE



1. Équipement de classe I
2. Équipement de type BF
3. Équipement ordinaire
4. Fonctionnement continu
5. Conditions environnementales :

Température	50 ° - 90 °F (10 °C à 32 °C)
:	80% HR maximale
Humidité	6 560 pi (2000 mètres)
: Altitude	
:	
32 ° -122 °F (0 °C à 50 °C)	
• Limites	80% HR maximale

Légende des symboles

Risque de choc électrique



Risque d'incendie



Se référer aux instructions d'utilisation



Équipement de type BF



Bouton RCP

L'éclairage indique que l'arrêt RCP est disponible.



Bouton Marche/Arrêt

Le voyant bleu indique que l'unité est en cours d'utilisation.

Le voyant blanc indique que l'unité est prête à être utilisée.



Bouton plus ferme



Bouton plus doux



Bouton ferme



Bouton position verticale



Bouton de configuration manuelle



Bouton Auto Comfort



Bouton de pulsation



Bouton verrouillage/déverrouillage

Le voyant blanc indique que le verrouillage est prêt à être utilisé.

Le voyant bleu indique que l'unité est verrouillée.

Boutons Pulsation, AutoComfort, Manuel, Ferme, Position verticale, Plus ferme, Plus doux


Le voyant blanc indique que la fonction est prête à être utilisée.

Aucun voyant indique que la fonction n'est pas disponible c'est-à-dire que l'unité est verrouillée.

Les symboles ci-dessus sont utilisés sur l'étiquetage du produit et dans ce manuel comme défini par la Commission électrotechnique internationale ou MOXI Enterprises, LLC.

Composants du système pour les modèles de remplacement de matelas


Figure 1



Remarque : Les remplacements de matelas SelectAir Standard et SelectAir MAX+ sont disponibles en différentes hauteurs, longueurs et largeurs.

Composants du système pour les modèles de surmatelas HybridSelect

Figure 2



Mesures de sécurité

Veuillez lire et bien comprendre les mesures de sécurité suivantes avant d'utiliser ce produit.

**AVERTISSEMENTS**

- Risque d'explosion en cas d'utilisation en présence de substances inflammables. Non destiné à être utilisé avec des anesthésiques inflammables.
- Risque d'incendie, remplacer le fusible comme indiqué sur l'unité de commande :
- Risque d'incendie possible. Ce produit peut être utilisé en toute sécurité avec un équipement d'administration d'oxygène de type tente nasale, masque ou demi-lit. La tente à oxygène ne doit pas s'étendre sous le niveau du support du matelas ni contenir l'unité de commande. Ce produit ne doit pas être utilisé dans des environnements riches en oxygène.
- Risque de choc électrique Ne pas retirer la housse arrière.
- AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, L'UNITÉ DOIT ÊTRE CONNECTÉE À UNE PRISE MISE À LA TERRE.
- Ne pas utiliser en présence de matières fumantes ou de flammes nues. L'air circulant à travers le matelas pneumatique favorisera la combustion.
- AVERTISSEMENT: NE PAS MODIFIER L'ÉQUIPEMENT, RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

**PRÉCAUTIONS**

- La fiabilité de la mise à la terre ne peut être obtenue que lorsque le cordon d'alimentation fourni avec l'unité de commande est connectée à une prise de terre équivalente.
- Débranchez l'unité de commande de la prise murale avant de la nettoyer.
- Confier toutes les réparations à un personnel de service qualifié.
- Pour les surmatelas, utilisez une rallonge de rail latéral si le haut des rails du lit est à moins de six (6) pouces (15 cm) du haut du surmatelas.
- Le patient doit toujours rester sur le dessus du matelas pendant l'utilisation.

AVERTISSEMENT! Risques de coincement et de chute

Des experts médicaux et des entités gouvernementales de divers pays ont déterminé que l'utilisation de ridelles sur les lits peut présenter un danger de piégeage potentiellement mortel pour le patient. Cependant, l'utilisation de ridelles peut être cliniquement indiquée pour certains patients. La décision d'utiliser ou non les ridelles doit être basée sur les lois et réglementations applicables et sur une évaluation au cas par cas par des cliniciens et/ou des soignants activement impliqués dans les soins du patient, en fonction de l'état et des besoins de chaque patient. Une telle évaluation peut inclure,

mais sans s'y limiter, l'état physique du patient, son état général, son niveau de confusion ou de troubles cognitifs (avec ou sans médicament), sa mobilité (ou son absence), ses antécédents de chutes, sa combativité, ses tentatives de sortir du lit, mouvements corporels incontrôlés et frustration du patient lorsqu'il est confiné. Dans le cas où une décision est prise d'utiliser des ridelles, des soignants bien informés et correctement formés doivent s'assurer que tous les risques identifiés associés au fait que le patient se coince dans les ridelles sont identifiés et que des mesures sont prises pour minimiser ces risques.

Dans le cas où une décision est prise de ne pas utiliser de ridelles, des soignants bien informés et correctement formés doivent s'assurer que tous les risques identifiés associés à la chute du patient du lit sont identifiés et que des mesures sont prises pour minimiser ces risques.

Que des ridelles soient utilisées ou non avec ce matelas, les soignants correctement formés et bien informés doivent déterminer s'il faut utiliser des coussins, des traversins, des alarmes, des lits haut-bas ou d'autres aides au positionnement et dispositifs de sécurité disponibles sur le marché pour réduire le risque de piégeage ou de chute.

Installation : Bien que les ridelles doivent être utilisées lors de l'installation, une évaluation individuelle doit être effectuée pour chaque patient afin de déterminer si l'état actuel du patient serait amélioré en utilisant des ridelles avec ce matelas.

Gonflage approprié : Lorsque vous utilisez le matelas de remplacement ou le surmatelas SelectAir, assurez-vous que le produit est correctement gonflé, de sorte que le patient soit immergé dans le matelas. Un gonflage approprié offre le bénéfice thérapeutique maximal au patient et réduit le risque que le patient tombe du produit par inadvertance. Le surgonflage augmente la probabilité qu'un patient tombe d'un remplacement de matelas ou d'un surmatelas. Pour ces raisons, il est important que le produit soit configuré par des soignants compétents et correctement formés à l'utilisation de ce produit.

Mesures de protection importantes

Veillez lire et suivre les instructions concernant les systèmes de matelas et de surmatelas SelectAir et conserver ce manuel pour référence future. Suivez tous les avertissements et instructions marqués sur l'unité de commande et le matelas ainsi que ceux répertoriés dans ce manuel.

1. NE placez PAS de liquides sur le dessus de l'unité de commande.
2. NE placez PAS l'unité de commande sur une surface instable car elle pourrait tomber et causer de graves dommages à l'unité de commande.
3. N'utilisez PAS une unité de commande si elle semble endommagée. Consultez un distributeur MOXI / SelectAir agréé.

Manipulation

Manipulez l'unité de commande avec précaution. L'échapper peut causer des dommages internes et entraîner un dysfonctionnement de

l'unité de commande. L'unité de commande doit toujours être suspendue par sa poignée, même pendant le transport.

Poussière ou saleté

Gardez l'unité de commande SelectAir à l'abri de la poussière ou de la saleté excessive, ce qui peut entraîner une défaillance prématurée. L'unité de commande est fournie avec un filtre à air remplaçable qui doit être remplacé tous les 90 jours dans des conditions normales. Le filtre à air doit être inspecté et nettoyé tous les mois dans des conditions normales, et plus fréquemment lorsqu'il est utilisé dans des environnements anormalement poussiéreux ou sales.

Nettoyage

Débranchez l'unité de commande de la prise murale avant de la nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques liquides agressifs, de solvants de nettoyage ou de nettoyeurs en aérosol. De l'eau et un détergent à vaisselle doux peuvent être utilisés sur un chiffon doux et humide ou une serviette en papier. Veuillez vous référer à la section 8.

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Tout montage de l'unité de commande doit suivre les instructions du fabricant. Le pied de lit d'hôpital doit pouvoir supporter l'unité de commande et tout poids supplémentaire.

Chaleur et ventilation

Reportez-vous à la page 2 de ce manuel pour les limites de fonctionnement et d'entreposage. Il est important que cette ouverture ne soit pas bloquée ou recouverte pendant le fonctionnement. L'unité de commande ne doit pas être placée dans une installation encastrée, telle qu'un placard ou un support, à moins qu'une ventilation adéquate ne soit prévue.

Sources d'alimentation

L'unité de commande ne doit être utilisée qu'à partir d'une prise secteur appropriée capable de fournir en toute sécurité au moins cinq (5) ampères de courant électrique. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation électrique disponible, consultez votre distributeur MOXI/SelectAir ou un électricien certifié.

Entrée d'objet et excès de poids

N'introduisez jamais d'objets d'aucune sorte dans ce produit. Un poids excessif placé sur l'unité de commande peut endommager le boîtier.

Cordon d'alimentation et fiche mis à la terre

Cette unité de commande est équipée d'un cordon d'alimentation mis à la terre. La fiche ne s'insère dans la prise de courant que d'une seule façon. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, contactez votre distributeur MOXI / SelectAir avant d'utiliser l'unité de commande. Ne modifiez pas la fiche pour l'insérer dans la prise de courant. Le cordon d'alimentation doit être acheminé de manière à ce qu'il ne soit pas piétiné ou pincé par des objets placés dessus ou contre lui.

Ne placez pas la commande d'une manière qui rende l'interrupteur d'alimentation difficile à utiliser ou le cordon difficile à retirer.

Surcharge

La surcharge des prises murales peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution. Une seule rallonge mise à la terre (trois fils avec fiches mises à la terre) d'une longueur inférieure à 25 pieds (7,6 mètres) et d'une capacité minimale de 15 ampères peut être utilisée avec l'unité de commande.

Réparation

N'essayez pas de réparer vous-même cette unité de commande. L'ouverture ou le retrait du couvercle peut vous exposer à des tensions dangereuses. Confiez toutes les réparations à votre distributeur MOXI / SelectAir. La rupture ou le retrait des joints du boîtier annule la garantie de l'unité de commande. Cela ne s'applique pas aux filtres ou aux fusibles.

Entreposage du matelas

Nettoyez et désinfectez le produit conformément à ce manuel d'utilisation et entreposez-le dans un environnement sec à température ambiante.

Pièces de rechange

Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que l'unité de commande utilise des pièces de rechange du fabricant. Les substitutions non autorisées annuleront la garantie.

Contrôle de sécurité

À la fin de tout entretien de ce produit, le distributeur MOXI / SelectAir doit effectuer des contrôles de sécurité pour déterminer que le produit est dans un état de fonctionnement sûr.

Interférence

L'unité de commande est conçue pour empêcher le rayonnement d'énergie radioélectrique. Il n'y a aucune garantie que les communications ou autres interférences radioélectriques ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cette unité de commande cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'unité de commande, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des étapes suivantes :

- Assurez-vous que le cordon électrique est correctement mis à la terre.
- Déplacez l'antenne de réception de l'appareil concerné.
- Augmentez la distance entre l'unité de commande et l'appareil concerné.
- Connectez l'unité de commande à une prise qui se trouve sur un circuit différent de celui de l'appareil concerné.

PRUDENCE :

LE MATELAS ET L'UNITÉ DE COMMANDE NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉGULIER POUR GARANTIR LA PERFORMANCE ET ÉVITER L'USURE PRÉMATURÉE, LES DOMMAGES ET LES BLESSURES.

Installation - Remplacements de matelas

Remarque : Assurez-vous que le raccord du tuyau du matelas se trouve au pied du cadre de lit.

A. Lors de l'utilisation de la housse de matelas avec un remplacement de matelas :

Pendant que le matelas se gonfle, il peut être utile de dézipper partiellement la housse et de guider le matelas dans la bonne formation.

1. Retirez *toujours* le matelas existant du lit.
2. Avant de placer le matelas à l'intérieur de la housse de matelas, assurez-vous que les quatre sangles de traversin latérales (deux de chaque côté) fixent les traversins latéraux aux sections de matelas et que les attaches Velcro® sont accouplées.
3. Insérez le matelas et le couvre-matelas à l'intérieur de la housse de matelas et zippez la housse. Placez sur le cadre du lit. Assurez-vous que l'orifice dans la housse du matelas est dans la bonne position pour s'adapter autour de la sortie du raccord de tuyau sur le matelas.
4. Attachez la housse au cadre du lit à l'aide des quatre sangles situées de chaque côté de la housse du matelas.

B. Lors de l'utilisation de la housse de matelas et du drap de matelas avec un remplacement de matelas :

1. Retirez *toujours* le matelas existant du lit.
2. Avant de placer le matelas à l'intérieur de la housse de matelas, assurez-vous que les quatre sangles de traversin latérales (deux de chaque côté) fixent les traversins latéraux aux sections de matelas et que les attaches Velcro® sont accouplées.
3. Insérez le matelas et le couvre-matelas à l'intérieur de la housse de matelas et zippez la housse. Placez sur le cadre du lit. Assurez-vous que l'orifice dans la housse du matelas est dans la bonne position pour s'adapter autour de la sortie du raccord de tuyau sur le matelas.
4. Attachez la housse au cadre du lit à l'aide des quatre sangles situées de chaque côté de la housse du matelas.
5. Placez le drap du matelas sur le matelas recouvert et fixez les sangles au cadre du lit.

Installation - Modèles de surmatelas

Remarque : Assurez-vous que le raccord du tuyau du matelas se trouve au pied du cadre de lit.

A. Instructions pour le surmatelas

1. Placez le surmatelas sur le matelas existant.
2. Insérez le tuyau dans la section pied du surmatelas.
3. Placez le coussin Heel Insert dans la section pied HealFloat du surmatelas.
4. Après avoir gonflé le surmatelas, fixez le drap du matelas au matelas.

Installation Unité de commande - Tous les modèles

1. Placez la poignée de l'unité de commande sur le bord du pied de lit. La poignée s'ajustera automatiquement à l'épaisseur du pied de lit.

Remarque : L'unité de commande doit être accrochée par sa poignée. Si un pied de lit n'est pas disponible, l'unité de commande peut être accrochée à une chaise.

2. Insérez le raccord de tuyau avec le clip dans la sortie d'air de l'unité de commande et tournez 1/4 de tour. Assurez-vous que le raccord du tuyau est bien en place et que le loquet «s'enclenche» en place.
3. Insérez l'autre extrémité du tuyau dans le raccord de tuyau du matelas situé au pied du matelas.
4. Assurez-vous que l'interrupteur d'entrée d'alimentation est à «OFF» comme indiqué ci-dessous.



5. Insérez fermement le cordon d'alimentation dans la prise de l'unité de commande.
6. Insérez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise de courant équivalente mise à la terre.
7. Basculez l'interrupteur d'entrée d'alimentation à «ON» et référez-vous à la configuration manuelle.

Remarque : Assurez-vous que toutes les connexions de tuyau sont sécurisées avant de mettre en marche.

Configuration

1. Laissez le matelas se gonfler COMPLÈTEMENT avant de faire des ajustements ou de placer le patient sur le matelas.
2. Appuyez sur le bouton matelas ferme pour rendre le matelas ferme.



3. Placez le patient sur le matelas, centré et dans sa position habituelle de repos, c'est-à-dire sur le dos, sur le côté, etc.

PRUDENCE : Les ridelles doivent être verrouillées dans leur position la plus haute avant de continuer.

4. Une fois que le patient est en position, désactivez le mode Ferme en appuyant à nouveau sur le bouton Ferme.



5. Déterminez le poids du patient et réglez le niveau de confort à l'aide des boutons de niveau de confort « Plus doux » et « Plus ferme » en fonction des informations correspondantes sur les tableaux de niveau de confort (pg.13-14).



Remarque : En raison des différentes formes et tailles de chaque patient, les réglages recommandés sur les tableaux de niveau de confort ne sont qu'une indication. Le bon jugement de l'utilisateur doit être appliqué pour ajuster correctement le niveau de confort au réglage qui convient le mieux au patient.

6. Laissez l'air dans le matelas s'équilibrer pendant au moins deux (2) minutes avant de continuer.
7. Assurez-vous que le patient s'est immergé dans le matelas à environ 40 à 50 %. Si ce n'est pas le cas, ajustez le niveau de confort à l'aide des boutons de niveau de confort "Plus doux" et "Plus ferme" et répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que les résultats appropriés soient obtenus.
8. Une fois le réglage souhaité trouvé, vérifiez s'il y a un espace suffisant entre le patient et le cadre du lit en plaçant votre main entre le dos du patient et le cadre du lit. Il doit y avoir un dégagement de 3 à 4 pouces (7 à 10 cm) et le patient ne doit en aucun cas toucher le cadre du lit. Ajustez le réglage du niveau de confort jusqu'à ce que les résultats appropriés soient obtenus.
9. Suivez le protocole de l'établissement, les lois et réglementations applicables et les considérations de sécurité de chaque utilisateur pour l'utilisation des ridelles du cadre de lit.

Tableaux de référence du niveau de confort

SelectAir MAX+ Pump		
Weight (kg)	Weight (lbs)	Range Rango
45	100	4.5-5
68	150	4.5-5.5
91	200	5-6
113	250	6-6.5
136	300	6-7.5
159	350	7-8
181	400	7.5-8.5
204	450	8-9.5
227	500	8.5-10
249	550	9-10.5
272	600	9.5-11
295	650	10-11.5
318	700	10.5-12
340	750	11-12.5
363	800	11.5-13
386	850	12-13.5
408	900	12.5-14
431	950	13-14.5
454	1000	13.5-15.5
Note: This chart is only a guideline as weight distribution varies from patient to patient.		

Comfort Level Chart - Tabla de nivel de confort

HybridSelect Pump SelectAir Standard Pump			Comfort Level Chart - Tabla de nivel de confort						
Weight (kg)	45	68	91	113	136	159	181	204	227
Weight (lbs)	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Comfort Level Range	5-7	5.5-8	6-8.5	6.5-9	7-10	8-10.5	8.5-11.5	9.5-12.5	10-13.5
Rango de nivel de confort									
Note: This chart is only a guideline as weight distribution varies from patient to patient.									

Remarque : Ces tableaux ne sont qu'une ligne directrice car la répartition du poids varie d'un patient à l'autre.

Entretien**Unités de commande**

Toutes les unités de commande sont conçues pour être virtuellement sans entretien. Le seul entretien nécessaire est le nettoyage du boîtier et le changement du filtre.

N'essayez pas de réparer l'unité de commande pendant qu'elle est en cours d'utilisation.

L'unité de commande ne contient aucune autre pièce réparable par l'utilisateur et elle ne doit être ouverte que par un personnel de service qualifié.

DANGER : LE FUSIBLE DOIT ÊTRE REMPLACÉ UNIQUEMENT PAR LE FUSIBLE APPROPRIÉ COMME INDIQUÉ DANS CE MANUEL. NE PAS REMPLACER LE FUSIBLE PAR UN FUSIBLE DE VALEUR SUPÉRIEURE OU DE TYPE DIFFÉRENT.

SPÉCIFICATIONS DES FUSIBLES – 5A, temporisé, 250VAC

Type de fusible	Verre
Type de protection	Temporisation
Courant	5A
Tension	250VAC
Courant de rupture	35 A @ 250 VAC
Longueur totale	20mm
Diamètre total	5mm
Nombre d'éléments	1
Spécifications respectées	Composant reconnu UL, certifié CSA, normes européennes IEC

Pour remplacer le fusible :

1. Éteignez l'interrupteur d'alimentation principal sur le module d'entrée d'alimentation, situé sur le côté gauche de l'unité.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, retirez l'autre extrémité du module d'entrée d'alimentation et mettez de côté.
3. Insérez un petit tournevis plat dans la fente située au-dessus de la prise du cordon et retirez délicatement le porte-fusible.
4. Retirez délicatement le porte-fusibles pour accéder aux fusibles.
5. Vérifiez les fusibles avec un testeur de continuité.
6. Remplacez le(s) fusible(s) défectueux par la version correcte indiquée sur l'étiquette d'information.
7. Remplacez le porte-fusible dans le module d'entrée d'alimentation.
8. Branchez le cordon d'alimentation dans le module d'entrée d'alimentation et branchez l'autre extrémité dans une prise de terre appropriée.
9. L'unité est maintenant prête à reprendre son fonctionnement normal.

Filtre

Le filtre doit être inspecté et nettoyé ou remplacé tous les mois dans des conditions normales.

Important : Maintenez le filtre propre et l'ouverture d'air dégagée de tout obstacle.

N'utilisez pas l'unité de commande sans un filtre.

Pour vérifier et changer le filtre :

1. Tirez fermement vers l'avant puis vers le bas sur le plateau du filtre situé à l'avant de l'unité de commande. Le plateau du filtre s'arrêtera automatiquement en position complètement ouverte. Voir l'image ci-dessous. Il n'est pas nécessaire de retirer complètement le plateau du filtre.
2. Retirez le filtre du plateau en saisissant le filtre par ses bords et inspectez l'état du filtre.
3. S'il est sale, lavez le filtre dans un détergent doux. Laissez le filtre sécher complètement avant de le replacer dans le plateau du filtre. Si le filtre est déchiré ou en mauvais état, remplacez-le par un neuf.

Remarque : Remettez le filtre en place en appuyant fermement sur le filtre autour des bords du plateau du filtre.

4. Assurez-vous que le filtre est à plat et poussez le plateau du filtre vers le haut dans le boîtier.

NETTOYAGE À FAIRE ET À NE PAS FAIRE POUR LES TISSUS DE SOINS DE SANTÉ

Nettoyage À FAIRE

- **Nettoyez** toutes les taches rapidement
- **Utilisez** uniquement des agents de nettoyage ou des désinfectants sans danger pour les tissus
- **Utilisez** des désinfectants appropriés de type quaternaire ou phénolique si le tissu en nylon doit être désinfecté
- **Diluez** tous les désinfectants et germicides conformément aux instructions du fabricant du produit
- **Nettoyez** le tissu avec de la mousse de savon neutre et de l'eau tiède
- **Rincez** abondamment
- **Laissez** un temps de séchage adéquat avant de remettre en service
- **Utilisez** une éponge douce avec un nettoyant liquide tel que spécifié sur l'étiquette du produit du fabricant pour les zones difficiles à nettoyer
- **Nettoyez** quotidiennement pour contrôler ou prévenir les odeurs sur les applications d'incontinence à long terme
- **Utilisez** un nettoyant ou un désinfectant parfumé conçu pour être utilisé sur les tissus si nécessaire pour contrôler les odeurs lors d'applications d'incontinence à long terme
- **Sachez** que les produits chimiques tachants et les agents de nettoyage peuvent affecter la résistance, la finition et la couleur du tissu
- **Inspectez** fréquemment les matelas pour vous assurer que les nouvelles taches peuvent être traitées rapidement
- **Demandez** à votre fabricant de surface de support des informations supplémentaires concernant l'entretien et le nettoyage de la surface de support

Nettoyage À NE PAS FAIRE

- **NE PAS** laver à la machine ou sécher à la machine
- **NE PAS** utiliser de nettoyants agressifs ou de solvants
- **NE PAS** utiliser d'agents de nettoyage conçus pour être utilisés sur des surfaces dures, non poreuses ou métalliques
- **NE PAS** utiliser de désinfectants de type iodophore, tels que la bétadine, car ils tacheront le tissu
- **NE PAS** utiliser d'eau de Javel domestique ou d'agents de nettoyage concentrés, de désinfectants ou de germicides sans diluer le produit conformément aux instructions du fabricant
- **NE PAS** laisser un agent de nettoyage rester en contact avec le tissu ou "s'attarder" sur le tissu pendant une période prolongée
- **NE PAS** manquer de rincer adéquatement l'agent de nettoyage ou le désinfectant du tissu

Les informations contenues dans ce document sont proposées comme étant typiques pour le produit indiqué. Le client est seul responsable de la détermination de l'aptitude à l'emploi. TOUTES LES AUTRES

GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXCLUES. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage accessoire ou consécutif résultant d'une violation de la garantie expresse contenue dans les présentes. Seul le remplacement du tissu sera le seul recours en cas de violation de la garantie expresse. Les recommandations de nettoyage ci-dessus sont proposées à titre d'information sur les pratiques de nettoyage communément acceptées pour les tissus de soins de santé. Aucun tissu ne peut être rendu « antitache » de façon permanente.

Unité de commande et tuyau (entre deux patients)

1. Débranchez l'unité de commande de la prise murale avant de continuer.
2. Essuyez l'unité de commande au complet ainsi que tous les tuyaux avec une solution désinfectante. MOXI recommande l'utilisation de LpHse® dilué au 1:256.
3. Laissez la solution reposer sur le système pendant 10 minutes.
4. Essuyez toute l'unité de commande et séchez-la avec un chiffon ou une éponge de nettoyage jetable.
5. Utilisez uniquement un détergent doux (savon à vaisselle) et de l'eau tiède pour nettoyer le filtre. Rincez le filtre à l'eau froide et séchez-le soigneusement à l'air avant de le remettre en place.

Toutes les unités de commande



DANGER : Débrancher l'unité de commande de l'alimentation principale avant de la nettoyer. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un choc électrique.

Remarque : •Ne pas plonger l'unité de commande dans des liquides.

•Ne pas chauffer ou se servir d'un autoclave à la vapeur sur l'unité de commande.

Remarque : Ne pas saturer la surface de l'unité de commande avec des liquides. Essuyer toute poussière. Si nécessaire, nettoyez l'extérieur du boîtier avec une solution désinfectante ou un détergent doux et un chiffon humide. Sécher.



DANGER : S'assurer que l'unité de commande est complètement sèche avant d'essayer de la reconnecter ou de la faire fonctionner.

Problème/Mesures correctives**1. L'unité de commande ne fonctionne pas, l'écran et le voyant d'alimentation ne s'allument pas.**

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté à une prise de courant en état de marche fournissant la tension indiquée sur l'étiquette de l'unité de commande.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement inséré dans la prise d'alimentation située sur le côté de l'unité de commande.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation sur la prise d'alimentation est en position « Marche ».
- Si les conditions ci-dessus sont vérifiées, vérifiez le fusible d'alimentation de l'unité de commande dans la prise d'alimentation. Référez-vous à la section « Entretien » de ce manuel pour obtenir des instructions sur la vérification/le remplacement du fusible.
- Si, après remplacement, le fusible saute à nouveau lors de la mise sous tension, mettez l'appareil hors service et contactez votre distributeur MOXI / Select Air pour obtenir de l'aide.

2. Le mode RCP s'affiche à l'écran.

Arrêt RCP activé. Éteignez l'interrupteur d'alimentation sur le côté de l'appareil pendant 10 secondes et rallumez-le pour reprendre le fonctionnement normal.

**3. L'unité de commande ne fonctionne pas, Fuite détectée s'affiche à l'écran.**

- Assurez-vous que les raccords de tuyau à l'unité de commande et au matelas sont sécurisés, éteignez l'interrupteur d'alimentation sur le côté de l'unité pendant 10 secondes et rallumez-le pour reprendre le fonctionnement normal.
- Si l'alarme se déclenche à nouveau après les étapes ci-dessus, vérifiez que le matelas ne présente pas de fuites d'air importantes.



4. L'unité de commande ne fonctionne pas, l'écran LCD s'éteint.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté à une prise de courant en état de marche fournissant la tension indiquée sur l'étiquette de l'unité de commande.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement inséré dans la prise d'alimentation située sur le côté de l'unité de commande.
- Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation sur le côté de l'appareil est en position marche.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le panneau avant pour reprendre le fonctionnement normal.



5. L'unité de commande semble fonctionner normalement, mais le matelas ne se gonfle pas.

- Vérifiez le tuyau pour les zones écrasées ou pliées, ou les blocages internes.
- Retirez le plateau du filtre et assurez-vous que l'évent d'entrée d'air dans l'unité de commande n'est pas obstrué.
- Assurez-vous que le matelas n'est pas tordu ou plié au niveau du raccord du tuyau.
- Vérifiez le réglage du niveau de confort de l'unité de commande. Un réglage bas peut entraîner le gonflage très lent de certaines sections du matelas.

6. L'unité de commande semble fonctionner normalement mais est anormalement chaude.

Certaines zones du boîtier de l'unité de commande deviendront légèrement chaudes pendant le fonctionnement normal. En cas de doute, comparez la température à une autre unité fonctionnant dans les mêmes conditions et au même niveau de confort.

- Assurez-vous que l'entrée d'air de l'unité de commande n'est pas bloquée ou obstruée par de la literie ou d'autres matériaux.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de plis ou d'obstructions entre le tuyau et le matelas.
- Assurez-vous que la température ambiante ne dépasse pas 90 °F (32 °C).

- Assurez-vous que l'unité de commande n'est pas utilisée à une altitude supérieure à 6560 pieds (2000 mètres)
- Assurez-vous que le matelas est utilisé avec la housse et/ou le drap appropriés. L'air doit pouvoir s'échapper des orifices de perte d'air dans la surface supérieure du matelas intérieur pour un bon fonctionnement.

7. L'unité de commande fonctionne mais ne répond pas aux entrées du clavier.

- Assurez-vous que la température de l'environnement de fonctionnement n'est pas inférieure à 50 °F (10 °C). Laissez l'unité de commande se réchauffer à température ambiante avant utilisation si elle a été entreposée dans une zone froide.
- Éteignez l'interrupteur d'alimentation sur le côté de l'appareil pendant 10 secondes et rallumez-le pour reprendre le fonctionnement normal.
- Si le problème persiste, contactez votre distributeur MOXI / Select Air pour obtenir de l'aide.

8. Le patient atteint le point le plus bas (entre en contact avec le cadre du lit) après avoir exécuté le mode AutoComfort.

- AutoComfort ne fournit qu'un réglage approximatif du niveau de confort. Le soignant doit s'assurer du bon niveau de flottaison du patient.
- Assurez-vous que le patient n'a pas modifié la répartition de son poids sur le matelas depuis le réglage du niveau de confort, comme s'allonger sur le côté ou tirer les jambes vers le haut.
- Voir la section « Configuration manuelle ».

9. Référez-vous aux sections « Mesures de sécurité » et « Mesures de protection importantes » de ce manuel pour des conseils supplémentaires.

Modèles SelectAir MAX+, Hybrid et Standard**Mode vertical**

Le mode vertical augmente la pression du système pour compenser le patient assis en position verticale.

Remarque : Lorsque le patient est assis dans son lit, une pression supplémentaire du système est nécessaire pour maintenir le patient correctement soutenu.

1. Avant d'élever le patient en position assise, activez le mode vertical en appuyant une fois sur le bouton «Position verticale». Le bouton vertical doit s'allumer et l'écran doit afficher «Position verticale».



2. Pour désactiver le mode vertical, abaissez d'abord le patient en position couchée.

Appuyez ensuite sur le bouton «Position verticale». Le bouton vertical devrait s'éteindre et l'écran ne devrait plus afficher «Position verticale».

Remarque : Ne laissez pas l'unité de commande en mode vertical lorsque le patient est allongé à plat ou légèrement incliné.

Remarque : Assurez-vous que le patient dispose d'au moins un (1) pouce (2,5 cm) d'espace entre le cadre du lit et son corps. Si ce n'est pas le cas, augmentez manuellement la pression du système pour compenser.

Mode matelas ferme

Pour faciliter le placement et la manœuvre du patient, l'unité de commande est équipée d'un mode matelas ferme. Le mode matelas ferme gonfle complètement le matelas, le rendant ferme pour un positionnement facile. Le mode matelas ferme se terminera automatiquement lorsque le temps affiché sur le clavier aura expiré.

1. Appuyez sur le bouton «Ferme» sur le clavier. L'affichage indiquera le temps restant.
2. Pour terminer le cycle, appuyez à nouveau sur le bouton «Ferme».



Remarque : L'unité de commande SelectAir est équipée d'une minuterie interne qui désactivera le mode matelas ferme après 24 minutes.

Dégonflage d'urgence/RCP

Important : En cas d'urgence RCP, coupez l'alimentation en appuyant sur le bouton RCP du clavier. Pour faciliter le dégonflage du matelas, débranchez le tuyau du matelas ou de l'unité de commande.



Verrouillage du système (MAX+, Hybrid)

L'unité de commande est équipée du Système de verrouillage qui suspend les opérations normales du clavier (à l'exception du matelas ferme, de la position verticale et du RCP activé/désactivé) jusqu'à ce qu'il soit désactivé. Lorsque le bouton Ferme est enfoncé alors que le verrouillage du système est activé, le voyant de verrouillage du système s'éteint jusqu'à ce que le mode matelas ferme s'éteigne.

1. Pour verrouiller le panneau de commande, appuyez sur le bouton «Verrouillage du système». Le bouton de verrouillage s'allume et l'écran affiche Verrouillé.



2. Pour déverrouiller le panneau de commande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton «Verrouillage du système» pendant dix (10) secondes. Assurez-vous que le voyant de verrouillage du système s'éteint.



Auto Comfort (MAX+)

Lorsque le mode Auto Confort est sélectionné, l'unité de commande effectuera un ou plusieurs cycles (selon le type de corps du patient) et calculera ensuite le réglage approprié approximatif pour le patient. Si le réglage sélectionné par l'unité de commande n'est pas acceptable, une deuxième exécution du cycle Auto Confort peut être nécessaire. Si une configuration manuelle est souhaitée, voir Configuration manuelle.

Remarque : En raison de la variation des formes corporelles, Auto Confort n'est pas efficace sur les patients de plus de 500 livres (227 kg) ni sur les matelas de plus de 48 pouces (121,92 cm).

1. Allumez l'unité de commande et laissez le matelas se gonfler complètement avant d'effectuer des réglages ou de placer le patient sur le matelas.
2. Placez le patient sur le matelas, centré et dans sa position habituelle de repos, c'est-à-dire sur le dos, sur le côté, etc.

Remarque : Si cela est autorisé, les ridelles doivent être verrouillées dans leur position la plus élevée avant de continuer.

3. Désactivez le mode Ferme avant de démarrer Auto Confort.
4. Appuyez sur le bouton Auto Confort.

Remarque : Le patient doit rester immobile pendant que le voyant Auto Confort clignote.



Remarque : N'appuyez sur aucune autre touche tant que le voyant Auto Confort n'est pas éteint.

5. Inspectez le patient pour vous assurer qu'il s'est immergé dans le matelas à environ 40-50 % et que son dos ne touche à aucun moment le cadre du lit. Si nécessaire, ajustez le niveau de confort à l'aide des boutons de niveau de confort «Plus doux» et «Plus ferme» jusqu'à ce que les résultats appropriés soient obtenus.

Mode Pulsation (MAX+, Hybrid)

Lorsque sélectionné, l'unité de commande ajustera en continu la pression du système (proportionnellement au réglage du niveau de confort). Le changement de pression est progressif pour assurer un confort maximal au patient. Le mode Pulsation s'ajuste comme suit :

Bas – Réduit progressivement le niveau de confort de

son réglage actuel de 20 %, puis augmente progressivement le niveau de confort jusqu'à 20 % au-dessus du réglage actuel. Le cycle complet prend 20 minutes.

Élevé – Réduit progressivement le niveau de confort de son réglage actuel de 20 %, puis augmente progressivement le niveau de confort jusqu'à 20 % par rapport au réglage actuel. Le cycle complet prend 5 minutes.

1. Pour l'activer, appuyez sur le bouton Pulsation, puis utilisez les boutons Plus ferme et Plus doux pour sélectionner le niveau de pulsation haut ou bas. Le bouton Pulsation s'allume et l'écran affiche Pulsation.



2. Pour désactiver le mode Pulsation, appuyez sur le bouton Pulsation, puis utilisez les boutons Plus ferme et Plus doux pour sélectionner Arrêt.

Remarque : Vous pouvez modifier le taux de pression alternée à tout moment pendant que le mode Pulsation est en marche.

Saisie manuelle du poids (MAX+)

En mode de fonctionnement normal, appuyez sur le bouton Manuel du clavier. L'unité de commande entrera en mode de saisie manuelle du poids. L'affichage passera du niveau de pression du système au poids de l'utilisateur en livres, en commençant à 250 livres chaque fois que le mode manuel est activé.

Utilisez les boutons Plus ferme et Plus doux pour ajuster le poids affiché au poids approximatif de l'utilisateur. Le bouton Plus ferme augmentera l'affichage de vingt (20) livres à chaque pression, le bouton Plus doux diminuera l'affichage de (10) livres à chaque pression.



Une fois que le poids désiré est affiché et qu'aucun bouton n'est enfoncé pendant cinq (5) secondes, l'unité de commande revient au fonctionnement normal. L'affichage reviendra au niveau de pression du système et l'unité de commande ajustera alors la pression au nouveau point de consigne. Attendez que la pression du système se stabilise avant d'effectuer d'autres réglages.

Instructions de iControl :

- Étape 1. Branchez le cordon de la télécommande dans l'un des ports d'accessoires près du module d'entrée d'alimentation de l'unité de commande.
- Étape 2. iControl commencera immédiatement à fonctionner. Les fonctions incluent Marche/arrêt, Plus ferme, Plus doux.

REMARQUE : La DEL de la télécommande correspondra au niveau de confort des unités de commande jusqu'à ce qu'un niveau de confort de dix (10) soit atteint. Le iControl continuera d'augmenter et de diminuer la pression au-dessus de dix (10) mais la LED sur l'iControl s'arrêtera à dix (10).



Instructions de iBoost :

1. Si l'unité iBoost n'est pas déjà installée dans la housse du matelas, placez l'unité iBoost dans la poche iBoost à l'intérieur de la housse dans la section de tête en utilisant l'étiquette iBoost comme guide d'orientation. Placez le câble du iBoost à l'intérieur de la housse et faites-le passer jusqu'au trou d'accès au tuyau près du pied du matelas, à travers le trou et jusqu'à l'unité de commande.
2. Branchez le cordon iBoost dans l'un des ports accessoires près du module d'entrée d'alimentation de l'unité de commande.
3. iBoost commencera immédiatement à fonctionner.

REMARQUE : iBoost remplacera automatiquement la fonction Position verticale de l'unité de commande. En fonction de l'angle de la section de tête du matelas, le iBoost augmentera proportionnellement le niveau de confort.



Sélectionnez les spécifications du système pneumatique :	SelectAir Standard	SelectAir MAX+	HybridSelect
Type de système de matelas	Remplacement de matelas	Remplacement de matelas	Surmatelas
Limite de poids du patient (Selon le type de matelas)	500 livres	1000 livres	500 livres
Garantie limitée d'un an	X	X	X
Spécifications Unité de commande			
TUV EN 60601-1, IEC60601-1	X	X	X
Courant - Moins de 5 amps	X	X	X
Tension - 120V AC 50/60 Hz	X	X	X
Débit 80-100 SLPM	X	X	X
Spécifications Matelas, Housse, Mousse, Drap			
Inflammabilité - 16 CFR Part 1632 (test composite)	X	X	X
Sans latex	X	X	X
Résistivité de surface - Antistatique	X	X	X
Résistance bactérienne – Conforme AATCC-147-1993	X	X	X
Caractéristiques Unité de commande	SelectAir Standard	SelectAir MAX+	HybridSelect
Plus doux/Plus ferme - Appuyez pour augmenter (plus ferme) ou diminuer (plus doux) le niveau de confort	X	X	X
Position verticale - Augmente la pression pour compenser pour le patient en position verticale.	X	X	X
Ferme - Gonfle entièrement le matelas pour faciliter le placement et la manœuvre du patient.	X	X	X
Verrouillage du système - Verrouille le système pour dissuader le personnel non autorisé de modifier les paramètres.		X	X
Auto Confort - Ajuste automatiquement le système en fonction de la répartition du poids du patient.		X	
Pulsation - Réajuste continuellement la pression du système.		X	X
Dégonflage d'urgence/RCP - Lorsqu'il est engagé, permet un dégonflage rapide du système en cas d'urgence.	X	X	X
Affichage numérique - (LCD) - Affichage numérique facile à lire.	X	X	X
Capacité à distance - Une commande manuelle en option est disponible (coût supplémentaire) qui permet au patient de régler lui-		X	

même les fonctions plus doux/plus ferme et de puissance.			
Touches rétro-éclairées - Permettent aux fonctionnalités du système d'être visibles dans des environnements sombres/non éclairés.	X	X	X



Innovative health solutions

1927 Perimeter Road, Unit B
Greenville, SC 29605
www.moxiusa.com
Sans frais : 1-800-942-7678
Poste : 314-771-5222
Télécopieur : 314-771-5225