

Safety Precautions

1. Consult your doctor, therapist, or other qualified professional to determine if this mobility device meets your specific needs.
2. Before using, make sure all parts are secure and the frame is fully opened

Mesures de sécurité

1. Consultez votre médecin, thérapeute ou autre professionnel qualifié afin de déterminer si ce dispositif d'aide à la mobilité répond à vos besoins.
2. Avant l'utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et que le cadre est complètement ouvert.

Limited Warranty

Ezee Life products carry a one year warranty against manufacturing defects, faulty materials and workmanship only. Any alterations, misuse, abuse, or accidental damage voids this warranty. Factory Direct Medical reserves the right to replace or repair any part that has become defective. The warranty does not extend to consequential costs resulting from the fault or defect of the product: freight and travel costs, loss of earnings, or other expenses that one may incur. Warranty is valid for the original purchaser only and the original receipt must be presented before any warranty options are considered. Please also be prepared to provide the date of purchase and serial number.

Garantie limitée

Les produits de marque EZee Life s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat. Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie. Factory Direct Medical se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse. La garantie de n'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles. La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis.

Padded Commode/Shower Chair with Wheels

Chaise d'aisance/chaise de douche coussinée avec roulettes


Model: CH1030

Modèle : CH1030



1

COMMUNE PARTS GUIDE - GUIDE DES PIÈCES DE LA CHAISE D'AISANCE



ENGLISH

- A. Arm support (x2)
- B. Seat (x1)
- C. Back (x1)
- D. Seat support (x1)
- E. Pail bracket (x2)
- F. Footrest (x1)
- G. Large screw combo (x12)
- H. Small screw combo (x4)
- I. Pail (x1)

FRANCAIS

- A. Appui-bras (x2)
- B. Siège (x1)
- C. Dossier (x1)
- D. Support du siège (x1)
- E. Support du seau (x2)
- F. Repose-pieds (x1)
- G. Ensemble de grandes vis (x12)
- H. Ensemble de petites vis (x4)
- I. Seau (x1)

2

TOOLS REQUIRED: 8mm and 10mm wrench - OUTILS REQUIS : clés de 8 mm et de 10 mm

3

ATTACH BACKREST TO ARM SUPPORTS - FIXER LE DOSSIER AUX APPUIS-BRAS



Using 4 large screw combinations attach the backrest to the arm supports.
 Note: Back angles slightly outward
 Note: Locking casters (like in bubble above) are at the back of the commode
 Note: The tubing has holes in it to insert the screw, the head of the screw fits into the square cut-out making the screw flush to the tubing.

À l'aide de 4 ensembles de grandes vis, fixez le dossier aux appuis-bras.
 Remarque : Le dossier est légèrement incliné vers l'arrière.
 Remarque : Les roulettes à blocage (illustrées dans l'image ci-dessus) sont situées à l'arrière de la chaise.
 Remarque : Le cadre est muni de trous pour y insérer la vis; la tête de la vis s'assemble dans le carré formé dans le cadre de sorte que la tête de la vis y soit alignée.

4

ATTACH TOOTREST TO ARM SUPPORT - FIXER LE REPOSE-PIEDS À L'APPUI-BRAS



Using 4 large screw combinations attach footrest to arm support
 À l'aide de 4 ensembles de grandes vis, fixez le repose-pieds à l'appui-bras.

5

ATTACH SEAT SUPPORT TO ARM SUPPORTS – FIXER LE SUPPORT DU SIÈGE AUX APPUIS-BRAS



Using 4 large screw combinations attach seat support to arm supports
 À l'aide de 4 ensembles de grandes vis, fixez le support du siège aux appuis-bras.

6

ATTACH PAIL BRACKETS AND SEAT - FIXER LES SUPPORTS DU SEAU ET LE SIÈGE



Using 4 small screw combinations attach the pail brackets
 Attach the seat by snapping the clips over the seat support tubing
 Note: The pail will drop in between the pail support brackets

À l'aide de 4 ensembles de petites vis, fixez les supports du seau.
 Fixez le siège en enclenchant les pinces sur le cadre du support du siège.
 Remarque : Le seau sera déposé sur les supports du seau.