



Couleurs standard :



Rouge



Bleu

Buzzaround GB121B-SHZ 3 roues GB124A-SHZ 4 roues



La nouvelle génération du populaire Buzzaround XLSHD se caractérise par sa portabilité compacte et sa capacité de charge élevée ! Le XLSHD est doté d'une capacité de charge robuste de 325 lb et de notre suspension à ressort confortable pour une conduite plus agréable. Il offre des caractéristiques standard améliorées telles qu'un timon Delta enveloppant plus grand, une garde au sol plus élevée de 4" et une autonomie allant jusqu'à 9 miles avec les batteries standard de 12 AH. Passez à la nouvelle option de batterie à autonomie étendue XR pour un kilométrage encore plus important ! Le Buzzaround XLSHD offre également un nouveau siège stylé et profilé de style stade pour plus de confort et une meilleure tolérance à l'assise. Ce scooter se démonte en quelques secondes en seulement quatre étapes faciles, ce qui rend son transport d'une destination à l'autre un jeu d'enfant !



Caractéristiques :

- Capacité de poids de 325 lb
- Ressort de suspension confort
- Réglage manuel de la précharge de la suspension arrière
- Amélioration de la conduite
- Une plus grande garde au sol
- Phare LED à angle réglable
- Port USB sur la barre
- Porte-téléphone et porte-boissons
- Démontage rapide et facile

Mise à niveau avec la NOUVELLE option de batterie à autonomie étendue XR !

(Emballé séparément comme accessoire mais livré avec l'appareil.)



SCOOTER PORTABLE LÉGER ET ROBUSTE

Éléments	GB121B-SHZ	GB124A-SHZ
Description	XLSHD	XLSHD
Code de l'assurance-maladie	Non codé	Non codé
Capacité de poids	325 lbs.	325 lbs.
Roues motrices	Arrière	Arrière
Vitesse maximale	4 mph	4 mph
Plage de fonctionnement jusqu'à ¹	9-18 miles	9-18 miles
Dégagement sous le pont	4"	4"
Rayon de braquage	37,5"	44"
Type de batteries	2-12 AH / 2-22 AH	2-12 AH / 2-22 AH
Couleurs	Rouge, bleu	Rouge, bleu
Mode roue libre	Oui	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui	Oui
Freins électromécaniques	Oui	Oui
Chargeur	Externe	Externe
Contrôleur	50 Amp	50 Amp

Dimensions

Longueur	41"	40"
Largeur	20"	20"
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	34.25"-35.75"	34.25"-35.75"
Du sol au sommet du siège	22.25"-23.75"	22.25"-23.75"
Du sol au sommet du pont	5.5"	5.5"
Du pont au sommet du siège	16.5"-18"	16.5"-18"
Nombre de positions en hauteur du siège	3	3
Taille des incréments	.75"	.75"
Essieu avant à l'essieu arrière	31.5"	30.5"

Poids de l'unité : (assemblé)³

	100 lbs.	105 lbs.
Moitié avant	35 lbs.	40 lbs.
Moitié arrière	28 lbs.	28 lbs.
Siège avec accoudoirs	21 lbs.	21 lbs.
Batteries	16 lbs. / 30 lbs.	16 lbs. / 30 lbs.

Pneus :

	Solide, profil bas	Solide, profil bas
Avant	7.5"	7.5"
Arrière	8"	8"
Roues arrière anti-basculement	2"	2"

Siège standard

	Style stade	Style stade
Hauteur du dossier du siège - pas d'appui-tête	14.75"	14.75"
Largeur x Profondeur	17" x 14.5"	17" x 14.5"
Couleur	Vinyle noir	Vinyle noir

Garantie :

Châssis	Garantie à vie	Garantie à vie
Groupe motopropulseur	Garantie 2 ans	Garantie 2 ans
Électronique ²	Garantie 2 ans	Garantie 2 ans
Batteries	Garantie 1 an	Garantie 1 an

¹ L'autonomie de la batterie est de 200 lb et varie en fonction du poids du conducteur, de la surface de conduite, du terrain et du type de batterie.

² La garantie de l'électronique exclut les batteries.



GB124A-SHZ 4 roues



Se démonte en 5 pièces !

modèle à 3 roues illustré



Ressort de suspension confort

Précharge réglable manuellement sur la suspension arrière !



Tél : 800-624-6374

Fax : 800-628-5165

www.goldentech.com



Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechnologies