Siège de bain réglable AquaSense sans dossier



HCPCS:


FIGURE A


FIGURE B


FIGURE C


FIGURE D



FIGURE E


FIGURE F



FIGURE G

Conçu pour offrir plus de soutien et de confort pendant la douche ou le bain. Ce siège de bain réglable sans dossier, par AquaSense® est fabriqué en aluminium léger, avec siège en plastique moulé par soufflage. Ce siège de bain peut également être utilisé sous la douche. Il présente une surface texturée, des trous de drainage, des poignées de siège et des embouts de sécurité en caoutchouc antidérapants. Les pieds réglables augmentent ou abaissent la hauteur du siège.

- À la fois léger et durable, le cadre en aluminium résistant à la rouille supporte jusqu'à 300 lbs.
- Chaque pied comprend une tige antidérapante, embout antidérapant offrant une sécurité sur les surfaces mouillées.
- Réglez simplement et rapidement la hauteur à l'aide d'une punaise pour obtenir la position assise idéale. Les réglages de la hauteur du siège sur ce modèle vont de 14" à 21".
- Les trous de drainage aident à empêcher l'eau de s'accumuler, rendant le banc plus confortable, moins glissant et garantissant un transfert plus sûr du bain à la sortie de la baignoire .
- La surface texturée du siège aide à éviter de glisser.
- Le design à bouton-poussoir et à emboîtement ne nécessite aucun outil et s'assemble en quelques minutes.
- Sentez-vous bien en sachant que les plastiques certaines parties de ce produit sont fabriquées à partir de matériaux recyclés.

PRODUCTS	Description
770-500	AQS B.SEAT SANS BLANC BK, 1EA, 2CV, Ret.

SPECIFICATIONS	Description
Capacité de poids	300 livres